

Vielen Dank für Ihren Auftrag und das uns entgegengebrachte Vertrauen! Wir hoffen, dass wir Sie mit unserer Beratung, den handwerklich hergestellten Hilfsmitteln und unserem Service rundum zufrieden stellen. Wir möchten für Sie ein kompetenter und vertraulicher Ansprechpartner sein! Sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit verlaufen möchten wir Sie bitten, uns zu kontaktieren. So können wir für Ihr Anliegen zeitnah eine Lösung finden.

Gebrauchsanweisung für orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh

- ✓ Bei Bedarf die tägliche Tragezeit langsam erhöhen, um den Körper an die Zurichtung zu gewöhnen.
- ✓ Trocknen Sie die Schuhe nie an der Heizung oder anderen Wärmequellen. Setzen Sie nur geeignete Pflegemittel ein, die den Kleber nicht angreifen.
- ✓ Vertauschen Sie nicht Ihre Schuhe.
- ✓ Kontrollieren Sie nach den ersten Tragen Ihre Füße auf Rötungen und Druckstellen.
- ✓ Ihre orthopädische Zurichtung wurde von uns sorgfältig nach Ihren Maßen gefertigt. Bei auftretenden Beschwerden wenden Sie sich bitte umgehend an uns.
- ✓ Um eine optimale therapeutische Wirkung zu erzielen, sollten Sie die orthopädische Zurichtung so oft wie möglich tragen - auch zuhause.
- ✓ Bei Kindern unbedingt auf das Wachstum achten, da zu kleine Schuhe zu Schädigungen führen können.
- ✓ Damit die Sicherheit weiterhin gewährleistet werden kann, dürfen nur nach einem Baumuster zertifizierte orthopädische Zurichtungen (siehe DGUV 112-119) an Arbeitssicherheitsschuhen angebracht werden.

Sie sind zufrieden?

Dann bewerten Sie uns bitte online bei Facebook oder Google.

Vielen Dank!

